

# Массажер для ног Defender Bio Pro FT-04

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Инструкции по технике безопасности:

а) Важно: обязательно внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием, для обеспечения безопасности и надлежащего использования изделия.

- Обязательно используйте продукт, следуя инструкциям в этом руководстве.
- После использования или перед очисткой изделия отключите питание.
- Всегда осторожно используйте функцию нагрева, чтобы избежать серьезных ожогов.
- Не используйте, если имеете нечувствительную и сверхчувствительную кожу или для участков тела с плохим кровообращением.
- Никогда не позволяйте детям или лицам с физическими или психическими расстройствами использовать функцию обогрева, так как неправильная эксплуатация может быть опасной.
- Во избежание возгорания, поражения электрическим током или травм, вызванных перегревом, никогда не используйте его под подушкой или одеялом.
- Не накрывайте его во время использования во избежание неисправности или повреждения в результате перегрева двигателя.
- Дети, лица с физическими и психическими расстройствами и инвалиды должны находиться под присмотром при использовании продукта.
- Пожалуйста, немедленно прекратите использование, если вы чувствуете себя некомфортно.
- Если шнуры питания или вилки повреждены, выполняются неправильные операции, а изделие ронялось, повреждалось или попало в воду, не используйте это изделие. Обратитесь в сервисный центр для проверки и ремонта.
- Не используйте запасные части, не рекомендованные производителями.
- Не вставляйте и не роняйте предметы в отверстия устройства.
- Пожалуйста, выключите массажер перед отключением устройства от источника питания, если вы хотите отключить питание.
- Этот продукт нельзя использовать для самодиагностики или лечения. Пожалуйста, обратитесь за профессиональной медицинской помощью, если вам нужна диагностика или лечение.

### б) Среда использования

- Не используйте изделие во влажной или пыльной среде, чтобы избежать поломки изделия.
- Не используйте этот продукт при комнатной температуре выше 40 °С.
- Не используйте изделие на открытом воздухе.
- Не используйте изделие рядом с электрическим обогревателем или плитой или под прямыми солнечными лучами.

### в) Не рекомендуется использовать продукт в случаях:

- Если вы проходите медицинское лечение или испытываете физический дискомфорт
- Гипертония, болезни сердца, церебральный атеросклероз и церебральный тромбоз.
- Любые виды, формы и стадии онкологических заболеваний
- Беременность, кормление грудью, период менструации
- Остеопороз
- Использование кардиостимулятора или имплантируемых медицинских устройств
- Острые заболевания
- Несовершеннолетние

### г) Панель управления

- Не нажимайте кнопку мокрыми руками.
- Берегите кнопки от воды или других жидкостей.
- Не засыпайте во время использования продукта.
- Не используйте этот продукт, когда вы пьяны или чувствуете себя некомфортно.
- Не прикасайтесь непосредственно к массажной подушке руками, суставами ног, коленями, грудью и животом.
- Не используйте этот продукт более тридцати минут подряд.
- Не используйте, если тканевый чехол изделия поврежден.
- Не используйте продукт за час до и после еды, чтобы избежать побочных эффектов.
- Не включайте функцию обогрева, если изделие используется при низкой комнатной температуре. Перед включением нагрева рекомендуется постепенно регулировать температуру до нормального диапазона.
- Если изделие используется сразу после перевода из холодной среды в теплую, скопление водяных паров внутри изделия может повлиять на нормальную работу изделия или даже привести к механическому повреждению. Рекомендуется оставить продукт при нормальной комнатной температуре на 1 час, прежде чем приступать к его использованию после переноса.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Используйте массажер только в положении сидя. Не становитесь на него ногами, это может привести к поломке устройства.

### Управление:

Кнопка **Timer**: для управления таймером массажа.

Кнопка **Intensity**: для управления интенсивностью массажа.

Кнопка **Relax**: Работает только воздушная подушка.

Кнопка **Mode**: для переключения режимов массажа.

Кнопка **Heating**: Для управления нагревом.

Кнопка питания **On/Off**: Для включения / выключения устройства.



а) Перед использованием проверьте изделие на наличие повреждений и обеспечьте стабильную и комфортную среду использования.

б) Для использования устройства подключите шнур питания к сети переменного тока 110-250 В; постоянного тока 12 В/50-60 Гц

● Нажмите кнопку питания ОДИН РАЗ: включится функция обогрева и загорится красный индикатор; Синий индикатор - интенсивность низкая [Режим 1].

● Нажмите кнопку питания ОДИН РАЗ, затем нажмите кнопку нагрева ОДИН РАЗ, и функция нагрева отключится, красный индикатор погаснет.

● Когда изделие работает, нажмите кнопку интенсивности, чтобы переключиться между двумя типами интенсивности. Синий свет указывает на низкую интенсивность, а красный свет указывает на высокую интенсивность.

● Во время работы устройства нажмите кнопку режима для переключения между двумя режимами. Синий свет указывает на режим 1, а красный свет указывает на режим 2.

### Обслуживание:

а) Хранение

● Продукт следует поместить в коробку и хранить в безопасном, сухом, хорошо проветриваемом и прохладном месте, когда он не используется.

● Не перекручивайте, переключая кнопку питания и шнур.

● Не подвешивайте изделие за шнур.

● Избегайте царапин острыми предметами на поверхности изделия.

● Не оставляйте изделие под прямыми солнечными лучами или в условиях высокой температуры.

б) Очистка

● Перед очисткой убедитесь, что кнопка питания выключена, а шнур питания не включен в розетку.

● Используйте сухую ткань для очистки поверхности изделия.

Примечание

● Не используйте коррозионно-активные моющие средства, такие как бензин или растворитель, для очистки устройства.

в) Техническое обслуживание

● Держите изделие в чистоте и не подвергайте воздействию высокой влажности.

● Используйте пылезащитный чехол (не входит в комплект) для защиты устройства от пыли, если оно не используется в течение длительного периода времени.

### ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

1. Истечение гарантийного срока (устанавливается со дня продажи товара потребителю).

2. Неправильное заполнение гарантийного талона.

3. Неправильное подключение в электросеть.

4. Нарушение сохранности гарантийных пломб и крепежных соединений корпуса, наличие следов вскрытия на внешних и внутренних поверхностях товара.

5. Аппаратура, предназначенная для работы в бытовых условиях, использовалась в профессиональных целях.

6. Повреждения вызваны попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.

7. Нарушение в работе питающей электросети — 220 В ±10% (кроме стабилизаторов напряжения).

8. Вскрытие и ремонт товара произведены лицом, не уполномоченным на то фирмой-продавцом.

9. Неправильная эксплуатация или небрежное обращение.

10. Повреждение изделия в результате стихийных бедствий.

11. Наличие следов механического повреждения (падение, удар).

12. Неработоспособность подключаемых устройств других производителей

**Изготовитель:** Цзиньхуа Синбу Технолдж Ко., Лтд.

Адрес: №1 Билдинг, Сяцзе Вилладж, Сяошунь Таун Цзиньдун Дистрикт, Цзиньхуа Сити, Чжецзян Провинс, Китай

**Импортер** в РФ / организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО "ТД Компания Дефендер" Адрес: 127030, г.

Москва, ул. Суццевская, дом 27, стр. 2, помещение III, комната 3, офис 63.

Производитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

При наличии механических повреждений претензии по товару не принимаются.

Гарантийный срок: 6 месяцев. Кепілдемe 6 ай. Срок службы 6 месяцев. Қызмет мерзімі 6 ай.

Срок годности: 5 лет. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.

Дата изготовления (месяц, год) и номер партии указаны на упаковке.

www.defender.ru

